



COUVRE JAMBE Mesures en cm



Réglage de la sangle bas de jambe est maintenu par une boucle coulissante

		T0	T1	T2	T3
LO	Longueur devant	80	90	95	110
LA	Largeur bassin	45	55	70	85
DOS	Longueur sangle dos				
	Version classique	45	55	65	80
	Version longue*	70	80	95	1,20
BAS	Longueur sangle bas de jambe				
	Version classique	40	45	50	55
	Version longue*	65	70	75	80

*Version longue: pour fauteuil avec coque